OrcadiaCSv2 : Utilisation du Scanner de photo

Utilisation dans OrcadiaCSv2

La version de OrcadiaCSv2 doit être > 2179

La base "photo.gdb" doit être installée.

Dans OrcadiaCSv2,

- 1/ Définir l'emplacement du dossier des photos scannées : Sur une fiche individuelle, dans l'onglet " Informations", ", faire un clique droit sur la photo et cliquer sur "Scanner Photos Webcam / Changer le répertoire des photos".
- 2/ Activer le scanner : sur une fiche individuelle, ouvrir l'onglet "Informations", faire un clique droit sur la photo et cliquer sur "Scanner Photos Webcam / Activer le Scanner".

2/ Enregistrer une photo

Ouvrez la fiche individuelle de l'individu. Placer la photo sur le scanner Appuyer sur le bouton "*file*" du scanner Plustek Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur "*enregistrer*".

Installation / Configuration du Modèle plustek 550

- Mettre le CD dans le lecteur
- Connecter le scanner au PC
- Installer le setup setup.exe. Attention : il ne faut pas installer le logiciel fourni avec le CD du scanner, mais celui qui est sur le CD OrcadiaCSv2.
- lancer le programme de capture des photos : menu démarrer / programme/ DI capture / DI Capture ''
- L'icône du scanner doit apparaître en bas à droite de l'horloge
- > Pour configurer le scanner, double-cliquer sur l'icône "*Plustek*" près de l'horloge
- Sélectionner le bouton "*File*" à gauche
- Le scanner doit être configuré pour déposer les photos scannées dans un dossier de l'ordinateur. -> renseigner "*Enregistrement du dossier*". Ce dossier est celui qui est aussi renseigné dans OrcadiaCSv2 (*Voir 1/ du chapitre précédent*)
- Sélectionner un dossier pour les photos scannées.
- > Indiquer la résolution = 300

| 6 | Modèle de Bouton: | File Utility | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|-------------|-------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Custom | Description: | on: Numériser et sauvegarder les images vers votre unité de stockage. | | | | | |
| TOCH. | Enregistren ent du | Dossier | D:\SOURCE | ES\OCSv2\id | cones.i | mages\identités.exer | mples\{ |
| | Nom du Fichier: | | 2009-07-21- | 16-24-42-xx | | | Configuration |
| DCR | Format de Fichie Couleur | - | Echelle | de gris | | N/B | |
| < | JPEG | • | JPEG | | TIFF | - Non compres 💌 | Configuration |
| can | Type de numérisation: | Scann | ier à plat | | • | Paramètres de rot | tation de page |
| | Format de page: | Identité 🔹 | | | Face avant: 0* | | |
| ő | Mode de numérisation: | Couleu | ar | | • | raue amere, u | Configuration |
| ile | Résolution | 300 | > | | 300 | Numérisation c | ontinue |
|) opu | Luminosité: | • | | |) | Appliquer le Co | ntretypage des |
| | Contraste: | • | | |) | Densité Autom | atique |
| opy | Gamma: | • | | | .03 | 🔲 Seuil Automatic | jue |
| | Seuil: | 4 | | E 1 | 28 | 🔽 Découpage Au | Itomatique |
| | Suppression de couleur: | Aucun | ŕ | | ~ | Correction de D Automatique |)ésalignement |
| | Supprimer le | Aucun | ç. | | • | | |
| | | | | | | 🗖 Remplissage d | u bord d'image |
| | | | | | | Aperçu | Par défa |
| r F | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Cliquer sur la boite "Format de page" et cliquer sur "personnaliser". Renseigner le nom "Identité" et le format **3 cm * 4 cm** (modifiables)

| Nom: Identité | | |
|--------------------------------------|----------|-----|
| Unité: cm | | |
| Largeur: | | • 3 |
| Hauteur: | <u>1</u> | • 4 |
| Alignement du Papier | | |
| En haut à gauche | C Centre | |
| Ļ | 100 | |
| | | |

Le scanner est configuré. Placer une photo Appuyer sur le bouton "**File**"